

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА



от 9 200



от 1 часа

Ориентируемся на раннее выявление и прицельное лечение кариеса с максимальным сохранением здоровой ткани зубов.

Лечим только под увеличением, используя для этого микроскоп с возможностью 40-кратного зума.

Особое внимание уделяем диагностике: для обнаружения скрытого между зубами кариеса применяем рентген и КТ-диагностику, которые выполняем в нашей клинике.

Микроскоп хорошо помогает в диагностическом поиске: его мощный свет в кариозных зонах приобретает специфический серый цвет.

Для выявления объема пораженных кариесом тканей мы используем специальные кариес-маркеры: они окрашивают зону поражения.



Лечим кариес с первого раза. При классическом подходе к лечению под пломбами кариес остается в 90 % случаев, что приводит к развитию вторичного кариеса и значительно увеличивает риски потери зуба.

Всегда используем коффердам. Надежная изоляция зуба позволяет добиваться идеальной адгезии — «сцепления» пломбы с зубом и ее герметичности. Увеличение позволяет тщательно заполировать и пришлифовать пломбу.

Недополированные участки задерживают на своей поверхности налет и вместе с плохо пришлифованным краем приводят к развитию вторичного кариеса.

При большом разрушении зуба устанавливаем керамические накладки. Большие пломбы действуют как клин и оказывают распирающее давление на стенки зуба. Накладки правильно перераспределяют нагрузку на оси зуба и служат надежной профилактикой его разрушения.

Устанавливаем керамику в день лечения кариеса.

Восстанавливаем первичную анатомию зуба после лечения. Микроскоп позволяет воссоздавать самый тонкий и сложный рисунок жевательной поверхности.



ДО ЛЕЧЕНИЯ



ОТПРЕПАРИРОВАННЫЙ ЗУБ



ГОТОВАЯ РЕСТАВРАЦИЯ

Краситель Dark brown